


家庭用

aiwa[®]
Japan est1951

使用說明書

聲波電動牙刷

AEH-2600



本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並要妥善保管以備查閱。

(產品以包裝內實物為準)

感謝使用愛華口腔護理產品

請在開始使用前仔細閱讀本手冊，掌握正確使用本產品的方法，以充分發揮其出色性能，獲得最佳的口腔護理效果。

目錄

一、安全注意事項	1
二、產品介紹	3
三、功能操作	6
四、充電說明	10
五、規格	11
六、售後服務	12

一、安全注意事項

警告

- 1、本產品只能使用愛華專用刷頭。
- 2、牙齒矯正、牙科修補、種植牙等用戶請在牙醫指導下使用。
- 3、本產品符合申磁裝置的安全標準。有關任何涉及心臟或其他植入裝置的問題，請在使用之前諮詢醫生或植入裝置的製造商。
- 4、本產品僅設計用於清潔口腔，請勿用作任何其他用途。
- 5、如有感覺任何不適或疼痛，請停止使用本產品並及時諮詢牙醫。

重要

- 1、使用本產品前請先檢查是否有明顯損壞。如損壞或機器嚴重摔落，請勿使用。
- 2、在您連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與本產品所標識的電壓相符。
- 3、設備上不應放置裸露的火源，如點燃的蠟燭。
- 4、本產品（刷頭、電動刷柄、感應充電底座）若有任何破損跡象，請停止使用。
- 5、不要在高溫高濕環境中使用本產品，請在較少塵土的位置使用本產品。
- 6、請勿在泡沫或沐浴處使用牙刷。

一、安全注意事項

禁止

- 1、請勿將本產品浸入水中或任何液體中
- 2、請勿敲打或跌落本產品，如因碰撞或摔落致本產品受損，請停止使用。
- 3、請勿自行改造、拆卸或修理本產品；
- 4、本產品含有內置充電電池，請勿將其投入火中，或在高溫處充電、使用或放置。

聲明

首次使用本產品可能會出現刺癢或者輕微出血，這是因為牙齦還不習慣電動牙刷高頻清潔的方式，建議先使用本產品輕柔模式進行清潔。這種現象一般會在 1 - 2 週內停止，如果上述現象超過 2 週未明顯改善，應停止使用本產品並及時諮詢牙醫。


提醒

- 1、請勿與他人共享刷頭
- 2、請勿讓毛髮護理產品（如凝膠、油類）或洗手液接觸本產品，以免損壞產品表面；
- 3、請勿在通電時將金屬物體放置在底座上；
- 4、請勿在通電時將電源線纏繞在底座上；
- 5、清潔之後，如果需要充電，請確認底座的電源插頭完全乾燥，再接上電源。

二、產品介紹

aiwa®
Japan est.1951

感謝您選擇愛華聲波電動牙刷作為您的口腔健康護理助手。



二、產品介紹

aiwa®
Japan est.1951

產品清單


感謝您選擇愛華聲波電動牙刷作為您的口腔健康護理助手。
請按下圖所示清單檢查相關部件是否齊備



電動刷柄 × 1



刷頭 × 2



感應充電底座 × 1



說明書 × 1

刷頭



敏感型

1、進口敏感型無銅尖絲刷頭

使用食品級材料 ABS，能夠維護口腔健康的同時呵護牙齦



清潔型

2、進口清潔型無銅平絲刷頭

使用食品級材料 ABS，能夠快速清潔口腔的同時預護牙齦炎

三、功能操作

一、啟動／停止

短按一次機身按鍵可啟動牙刷，牙刷在當前模式工作 10 秒後，短按機身按鍵可停止牙刷。

二、模式切換

牙刷在當前的模式啟動 5 秒後，再次短按開關按鍵，系統進入下一模式。由“清潔模式－輕柔模式－按摩模式－美白模式－關機”，六種狀態單向迴圈。

三、模式轉換邏輯


帶有記憶功能

清潔模式狀態下 5 秒內按下按鍵進入輕柔模式；5 秒內按下按鍵關機，再次啟動時從清潔模式啟動。

輕柔模式狀態下 5 秒內按下按鍵進入按摩模式；5 秒內按下按鍵關機，再次啟動時從輕柔模式啟動。

按摩模式狀態下 5 秒內按下按鍵進入美白模式；5 秒內按下按鍵關機，再次啟動時從按摩模式啟動。

美白模式狀態下 5 秒內按下按鍵關機，再次啟動從清潔模式啟動；5 秒內按下按鍵關機，再次啟動時從美白模式啟動。



三、功能操作

清潔模式

31000 次/分，前 3 秒漸變啟動

輕柔模式

26000 次/分，前 3 秒漸變啟動

按摩模式

26000~41000 次/分，交替變換，前 3 秒漸變啟動

美白模式

37000 次/分，前 3 秒漸變啟動

電量指示燈

充電狀態：

- 1、電量 $\leq 30\%$ ，紅燈呼吸閃爍
- 2、 $30\% < \text{電量} \leq 90\%$ ，綠燈呼吸閃爍
- 3、 $90\% < \text{電量} \leq 100\%$ ，綠燈常亮

使用狀態：

- 1、電量 $\leq 30\%$ ，紅燈呼吸閃爍
- 2、 $30\% < \text{電量} \leq 90\%$ ，綠燈呼吸閃爍
- 3、 $90\% < \text{電量} \leq 100\%$ ，綠燈常亮

三、功能操作

刷牙模式說明：

清潔模式：以更強力度刷牙 2 分鐘，期間每 30 秒通過 0.7 秒的旋律提醒更換刷牙區間，每 2 分鐘通過 1 秒的旋律提示已完成一個刷牙週期。

輕柔模式：以正常力度刷牙 2 分鐘，期間每 30 秒通過 0.7 秒的旋律提醒更換刷牙區間，每 2 分鐘通過 1 秒的旋律提示已完成一個刷牙週期。

按摩模式：以較輕力度刷牙 2 分鐘，期間每 30 秒通過 0.7 秒的旋律提醒更換刷牙區間，每 2 分鐘通過 1 秒的旋律提示已完成一個刷牙週期。

美白模式：以較重力度刷牙 2 分鐘，期間每 30 秒通過 0.7 秒的旋律提醒更換刷牙區間，每 2 分鐘通過 1 秒的旋律提示已完成一個刷牙週期。

潤濕刷頭，擠少量牙膏在刷頭上，將刷頭放進口中，放下開關按鍵即可啟動牙刷開始刷牙。

1、將牙刷打濕




2、擠牙膏



3、放入嘴裡



4、按下開關



三、功能操作

aiwa®
Japan est.1951

正確刷牙

愛華聲波電動牙刷提倡全面適配的美國牙科協會推薦的巴氏刷牙法，掌握正確的刷牙方法能有效清潔口腔，提高清潔效果，並有利於保持口腔健康。



輕握電動刷柄，刷毛
與牙齦線呈 45 度，
以圓周運動緩慢移動



兩分鐘深度清潔牙齒



每隔 30 秒換區提醒
短暫停頓時請更換區域



多頻低噪音
無刷磁懸浮聲波動電動牙刷


初次體驗使用本產品的用戶，建議將刷頭輕柔地按壓在牙齒上，以兩顆牙齒為單位移動，結合 30 秒智慧換區提醒功能，全面清潔牙齒內外側。

四、充電說明

- 1、首次使用之前，請先啟動牙刷，如遇低電或無電狀態，請充滿後使用，後期可隨用隨充。
- 2、6個月以上沒有使用，請根據所購買牙刷型號的充電要求充電，直至充滿，充電見充電圖所示。
- 3、見低電量提醒，若使用過程中機身連續抖動3次且充電指示燈紅色長亮，即是提醒牙刷已是低電量狀態。表示電量不足，請及時充電。
- 4、充電時，請將牙刷主體放在放置在充電底座上，並確認充電底座已安全接通電源。
- 5、主體充電，指示燈紅色呼吸狀態則表示正在充電，指示燈綠色呼吸狀態則表示電量已經充滿。
- 6、如果長時間沒有充電，再次充電時指示燈會過10分鐘才會亮起，屬於正常現象。

充電注意事項：

- 1、請勿將底座浸入水中或任何液體中
- 2、請勿將底座放置於高溫濕處充電和使用
- 3、電動牙刷在充電時，請勿使用



五、規格

商品品名		愛華聲波電動牙刷
商品型號		AEH-2600
電動刷柄	額定工作電壓	3.7 V
	額定功率	2 W
	防水等級	IPX7
充電底座	充電時間	充滿電需 4 個小時
	額定輸入電壓 / 電流	5 V $\pm$ 1 A
	防水等級	IPX7
生產日期		請見包裝盒背部標籤
商品原產地		中國
執行標準		GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

愛華聲波電動牙刷產品售後服務。服務內容如下：

保修條例：

- 1、如產品自您購買日起在保修期內，在正常使用情況下經我們確認因品質瑕疵發生故障和損壞，我們將視情況為您免費修理、更換或退貨。
- 2、保修期自產品首次購買日起算，以發票日期為準。如無發票，則保修期自產品實際交付日起算。
- 3、保修期起算日最遲不應晚於產品出廠日後第六十（60）天。
修改或更換後的產品在剩餘保修期內繼續享有保修，但最短不少於三十（30）天。
如申請保修，請聯繫產品銷售商或致電愛華服務熱線，並按我們指示的方式執行。
- 4、申請保修時，您需提供準確、完整和清晰填寫的有效銷售投票。

非保修條例：

- 1、誤用、濫用或不適當的運輸、維護或保管，例如但不限於在不適當的溫度、濕度或其他不當環境條件下使用。
- 2、不可抗力或意外事件、網路或電力中斷等非我們可合理控制的事。

- 3、非愛華授權人員擅自修理或拆改。
- 4、任何第三方產品或服務。
- 5、將產品用於非指定或預期目的。
- 6、以其他違反產品使用說明的方式使用
- 7、產品使用過程中發生的正常損耗或老化、劃痕、擦傷以及因使用塗料、溶劑或其他化學物質導致的問題不屬於保證範圍。如產品原有識別標籤被更改或損毀，本保證將生效。產品及隨附物料的完好和齊備不屬保證範圍，您應在接收產品時當場檢驗並對任何不符提出異議。



聲波電動牙刷

專注敏感口腔護理

委製廠商：愛華國際股份有限公司

代理商：梅好股份有限公司

地址：台北市松山區南京東路五段 202 號 13 樓之 2

服務電話：02-2747-7569

商品原產地：中國 (CHINA)